

HANDLEIDING VOOR HET VERPAKKEN VAN DIAGNOSTISCH MATERIAAL

HISTOLOGISCH MATERIAAL:

1. Een lekvrije, breukvrije, primaire container (zoals wij ter beschikking stellen).
2. Absorberend materiaal, los in sealbag.
3. Sealbag, waar 1 en 2 worden ingesloten.
4. Vouw de kartonnen inlay om de gevulde sealbag.
5. Dit geheel plaatsen in een luchtkussenenveloppe of Easy Slider, bedrukt met de vereiste gegevens en met de tekst dat deze verpakking door TNT is goedgekeurd.

CYTOLOGISCH MATERIAAL:

1. Glaasjes in kunststof container
2. Deze container(s) in een stofvrij zakje verpakken (bijv. een gripzakje)
3. Vouw de dubbelgevouwen kartonnen inlay om het stofvrije zakje.
4. Dit geheel in een luchtkussenenveloppe of Easy Slider plaatsen. Deze dient te zijn bedrukt met de door TNT vereiste gegevens.

Het geheel van benodigde materialen is bij ons te bestellen.

SECTIES:

In geval van secties hebben wij als regel: Vooraf telefonisch overleg met SVP. Wij adviseren in voorkomende situaties vervoer van sectiemateriaal te laten plaatsvinden middels een vervoersdienst die daartoe de benodigde vergunningen heeft zoals Ophaaldienst Miedema, tel. 0543-474545.

Alle materiaal dat door de brievenbus kan, mag **zonder postzegel** via het antwoordnummer (zie bijgesloten adressticker) worden ingestuurd.
Zendingen waarop een pakketzegel geplakt dient te worden kunnen verstuurd worden naar ons postbusnummer.

Wij verzoeken u vriendelijk de enveloppen niet te beschrijven of anderszins te beplakken.